



© Acime Frame - AFMARKENFR-FP -0123- Janvier 2023
Photos non contractuelles




- Charnière brise vue
- Stabilité optimale grâce au piétement
- Charnières 360°
- Choix possible de 6 motifs à imprimer : de l'adulte à l'enfant

FABRICATION
FRANCAISE



LES COULEURS

(liste non exhaustive)



Le vert est disponible uniquement en version aluminium



SITE DE CONCEPTION ET DE PRODUCTION

1, avenue de l'Europe - 62720 Rinxent - France

+33 (0) 3 21 10 25 30

contact@acimeframe.com - www.acimeframe.com



**GARANTIE
ENVIRONNEMENTALE**



**GARANTIE
1 AN**



**SERVICE
APRES VENTE**



DE BASE

- 2 types de rideaux disponibles :
Vinyle ou Aluminium

Vinyle = Toile calendrée

Aluminium = Feuille d'aluminium de 3mm d'épaisseur, thermolée à un noyau de polyéthylène

- 4 versions disponibles :
2, 3, 4 ou 5 panneaux


OPTIONS / ACCESSOIRES

(liste non exhaustive)

- 1 Roulettes à freins
- 2 Roulettes enfant
- 3 Motifs adulte oiseaux
- 4 Motifs adulte fleurs
- 5 Motifs adulte pissenlits
- 6 Motifs enfant baleine
- 7 Motifs enfant chouette
- 8 Motifs enfant savane
- 9 Paravent entièrement transparent
- 10 Paravent entièrement translucide



Largeur de piètement : 2350 mm



MANIABILITÉ

Charnière à 360°



ERGONOMIE

Charnières totalement occultantes



SECURITÉ

Classification au feu M1



HYGIENE

Désinfection manuelle,
nettoyage vapeur,
nébulisation

